


L A N D A N G E R
AIGUILLE D'INSUFFLATION
DISPOSABLE INSUFFLATION NEEDLE

Témoin de contrôle
Visual indicator


Enceinte sonore
"Click" amplifier

Extrémité mousse rétractable
Retractable blunt tip



Fonction opératoire / *Surgical benefit*

Créez un pneumopéritoine pour réaliser vos interventions coelioscopiques.
Create a pneumoperitoneum to perform your laparoscopic procedures.



Caractéristiques techniques / *Specifications*

- + Clic sonore dès le pneumopéritoine perforé.
Audible click as the perforated pneumoperitoneum is perforated.
- + Indicateur visuel de perforation.
Visual indicator of perforation.
- + Robinet de raccord Luer-Lock intégré.
Stopcock with Luer-lock connection.



Conditionnement / *Packaging*

Mode de stérilisation / *Sterilization mode* :

Oxyde d'éthylène / *Ethylene Oxide*

Durée de conservation / *Sterility life span* :

5 ans / *5 years*

Emballage / *Packaging* :

Double emballage / *Double pouch*



Interne Tyvek, externe papier / *Inner Tyvek, outer paper*

Étiquettes repositionnables x 4 / *Repositionable labels x4*



Référence
Code

Longueur
Length

Diamètre
Diameter



E201152

120 mm

E201155

150 mm

2,1 mm

20

REY MEDICAL SA: YOUR PARTNER IN SURGERY

• **QUALITY** • **SECURITY** • **ECONOMY**

Visit our website: www.reymedical.ch or call us: 022 743 24 10