




Premium®

Implant en polypropylène léger



Descriptif du produit :

Treillis en polypropylène monofilament.






Repère anatomique sur certaines références : polypropylène monofilament avec colorant bleu Phthalocyaninato (2-) Copper.

Les produits sont vendus emballés sous double sachet, conditionnés en boîte, stérilisés à l'oxyde d'éthylène et marqués CE, classe IIb. Non résorbable. Origine ni humaine, ni animale.

Indications :

Réparation et renforcement pariétal des hernies inguinales, fémorales et des éventrations.

Références et tailles :

| | Forme | Référence | Description et taille (cm) |
|-----------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|
| Lichtenstein |  | VCB PM F128U | Implant prédécoupé à rabat 8 x 12 |
| |  | VCB PM P578U | Implant prédécoupé et fendu 5 x 12 |
| |  | VCB PM P884U | Implant prédécoupé et fendu 7 x 13 |
| |  | VCB PM P613U | Implant prédécoupé et fendu 6 x 13,5 |
| |  | VCB PM C812U | Implant prédécoupé 8,5 x 12,5 |
| TAPP/TEP |  | VCB PM RABAU | Implant à rabat 11 x 14 |
| |  | VCB PM 1215U | Implant oval 12 x 15 |
| |  | VCB PM 1317U | Implant oval 13 x 17 |
| |  | VCB PM 1216U* | Implant prédécoupé 12 x 16,5 |
| Eventration (extra-péritonéal) |  | VCB PM 1515U* | Implant 15 x 15 |
| | | VCB PM 1717U | Implant 17 x 17 |
| | | VCB PM 3030U* | Implant 30 x 30 |
| |  | VCB PM 0715U | Implant 7 x 15 |
| | | VCB PM 1530U | Implant 15 x 30 |

*en stock à Genève / autres références disponibles sur demande

Caractéristiques techniques :

| Caractéristiques | Premium® |
|-------------------------------|----------------------------|
| Matière | Polypropylène |
| Masse surfacique ¹ | 37,8 ± 15 g/m ² |
| Epaisseur ² | 0,46 ± 0,08 mm |

¹ Selon ASTM D3776

² Selon ASTM D1777-96

REY MEDICAL SA: YOUR PARTNER IN SURGERY

• QUALITY • SECURITY • ECONOMY

Visit our website: www.reymedical.ch or call us: 022 743 24 10